

4dent		DEZINFEKČNÍ PLÁN							
	Oblast použití	Četnost	Způsob	Dezinfekce	Účinná látka	Koncentrace		Expozice	Účinnost
Ruce	mytí rukou	pacienti i personál několikrát denně, vždy po použití WC, před manipulací se stravou	rozetřít s trochou vody, opláchnout, ruce osušit ručníkem na jedno použití	Manisoft 6l	-	neředí se	3 - 5 ml	mytí rukou	-
	hygienická dezinfekce rukouachirurgická dezinfekce rukou	po a před ošetřovacími výkony, po a před invazivními výkonypo manipulaci s kontaminovaným materiálem	vířat do suchých rukou po předepsanou dobu, udržovat ruce vlhké po celou dobu (dle metodického pokynu pro dezinfekci rukou)	ANIOSGEL 800	alkohol	neředí se	3 - 5 ml	HDR 30 sCHDR 1,5 min	A(B) TMVABTMV
				Spirigel complete	ethanol	neředí se	3 - 5 ml		A(B) TMVABTMV
Nástroje a pomůcky	rotační stomatologické instrumentarium z oceli a tvrdokovu, diamantu, elast. leštících nástrojů, keram. brusných tělísekakořenových nástrojů	po použití vložit do připraveného dezinfekčního roztoku, manuálně očistit kartáčkem dle potřebymožné i v ultrazvukové lázni	Po doporučené době působení je vyjměte, opláchněte vodou a osušte jednorázovou papírovou utěrkou. Na ocelové nástroje je před parní sterilizací dobré nastříkat ochranu proti korozi	Micro 10+	alkylbenzylidi methylammonium chlorid	2%	20ml/1l	15 minut	A(B)TMV
	dekontaminace nástrojů a rotačních pomůcek, sklo, plasty, předměty z pryže a otisky	po použití vložit do dezinfekčního roztoku a manuálně dočistit možné i v ultrazvukové lázni	zcela ponořit do připraveného roztoku, exponovat, dočistit, opláchnout vodou, osušit, případně očistit v enzymatické lázni poté sterilizovat	SEKUSEPT AKTIV	peroxosloučenina	1%	10g /1l	15 minut	A(B)TMV
	vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce, pomůcky a nástroje, které nelze sterilizovat	po dekontaminaci	po dekontaminaci a vysušení ponořit do pracovního roztoku a po expozici opláchnout sterilní vodou	SEKUSEPT AKTIV	peroxosloučenina	2%	20g/1l	15 minut	A(B)TMV
	renovace nástrojů z oceli odstraňuje usazeniny vzniklé oxidací	po dekontaminaci	po dekontaminaci vložit do připravené lázně, po působení vyjměte a řádně osušte, pouze na pomůcky z nerezové oceli	ANIOS R444	kyselina fosforečná	3% - 5% dle potřeby	30 - 50 ml na 1l vody	60 min	renovace
	odsávací systém, odlučovače amalgámu a plivátka	na konci každého ordinčního dne připravte do systému ASP 40ml koncentrátu a doplňte nádobu do 2l vodou	připravený roztok v ASP nasajte do odsávacího systému a nechte působit minimálně 15 minut, roztok může zůstat v systému přes noc. Poté naplňte systém ASP min. 1l čisté vody a systém propláchněte	DENTASEPT ASPIRATION AF+	anim, KAS	2%	20ml/1l	15/60 minut	A(B)VA(B)TV
Plochy	podlahy, stoly, nábytek, okenní parapety, křesla, transportní vozíky, nádoby na odpad a jiné povrchy	vyšetřovny, ambulance 2 x denně, ostatní dle provozního řádu	mytí s dezinfekčním účinkem (kumulativní efekt) pracovním roztokem otřít plochy do mokra a nechat zaschnout	SURFANIOS PREMIUM	amin, KAS	0,50%	5ml/1l	15/30 minut	A(B)(V)A(B) TMV
				Incidin Liquid	alkohol	neředí se	40ml/m2	30 sekund	A(B)(V)A(B) TMV
	vyšetřovací a zákrové stoly, pracovní plochy, vozíky, instrumentační stolky, lehátka, přístroje, obuv	rychlá dezinfekce postříkem	rozprašovačem nastříkat na plochy nebo předměty, rozetřít utěrkou	INCIDIN OxyFoam S(i na citlivé materiály)	peroxid vodíku	neředí se	dle potřeby	5 minut	A(B)TMVvč. Cl.Diff
		rychlá dezinfekce ubrouskem	důkladně otřít ubrouskem, nechat zaschnout	INCIDIN ALCOHOL WIPES	alkohol	1 ks	dle potřeby	1 minuta	A(B)TV
				INCIDIN OXYWIPE S	peroxid vodíku	1 ks	dle potřeby	1 minuta	A(B)TV
Vysvětlivky:									
A - Usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub (včetně MRSA)				Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 - 25°C, není - li uvedeno jinak.					
B - Plná virucidní účinnost				Do dezinfekčních prostředků nepřidávat žádné detergenty, sapony, tenzidy aj.					
(B) - Účinnost na malé obalené viry									
C - Usmrcení spor									
T - Usmrcení mykobakterií komplexu M. tuberculosis									
M - Usmrcení potenciálně patogenních mykobakterií				Za kontrolu odpovídá: vedoucí pracovník					
V - Usmrcení mikroskopických vláknitých hub				Platnost:					