

Planmeca Compact™ i5

Technické specifikace

www.prodenta.cz

Umístění nástrojů	Rameno konzole nástrojů vedené nad pacientem s vyváženými rameny pro hadice nástrojů Rameno konzole nástrojů vedené nad pacientem se zavěšenými hadicemi nástrojů Rameno konzole nástrojů vedené bokem se zavěšenými hadicemi nástrojů
Napájení	100 V, 115 V, 220–240 V
Frekvence sítě	50/60 Hz
Tlak vstupní vody	300–900 kPa
Tlak vstupního vzduchu	550–900 kPa
Hmotnost	160 kg
Instalace	Fixace k podlaze
Základna	Litá slitina hliníku
Barva	Bílá (RAL 9016)

